

Technisches Datenblatt QUANTUS MEDICAL Nitrilhandschuhe 30cm

*Technical Data Sheet
QUANTUS MEDICAL
Nitrile Gloves 30cm*



PRODUKTDATEN / PRODUCT SPECIFICATION

Produktbeschreibung / Product Description

Einmaluntersuchungshandschuhe aus Nitril, blau, Langstulpenhandschuh mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Geeignet bei Latexunverträglichkeit.

Single-use examination gloves made of nitrile, blue, long-cuff glove with textured fingertips, non-sterile, powder-free. Suitable for cases of Latex incompatibility.






Bemerkungen / Remarks


Geeignet für Einsatz in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und Medizin.

Suitable for use in food, industrial and medical sectors.

QUALITÄTSSICHERUNG / QUALITY MANAGEMENT

Angewandte Normen / Applicable Standards: EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009, ISO 10993-1:2018, ISO 10993-5:2009, ISO 10993-10:2010, EN ISO 13485:2016, DIN EN 420:2003+A1:2009, DIN EN ISO 374-1:2017, DIN EN 374-2:2015, DIN EN ISO 374-4:2014, DIN EN ISO 374-5:2016, DIN EN 16523-1:2015 & Council of Europe Resolution AP (2004) 4, FDA 510(k), ASTM 6319, ASTM D6978

-  AQL 1,5
 -  CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen
 -  CE Marking on each packaging level
 -  CE-Klassifizierung: PSA Kategorie III Typ B & EU 2017/745
 -  BUDI: PP11847QM521870
- CE classification: Regulation 2016/425 PPE Category III Type B & (EU) 2017*



+ AUSFÜHRUNGEN / SIZES

QUANTUS MEDICAL Nitrilhandschuhe puderfrei, Langstulpe, unsteril

QUANTUS MEDICAL Nitrile gloves powder-free, long-cuff, non-sterile

Artikelbezeichnung / Article description	Größe / Size	Farbe / Color	Inhalt / Content	Artikelnr. / Article No.	Boxen pro Karton/ Boxes per carton	Gewicht in g / Glove weight in g
Einmaluntersuchungshandschuh Nitril, blau, Langstulpe	S	Blau blue	100 Stück / 100 pieces	QM5218101NLC-S	10	6
Einmaluntersuchungshandschuh Nitril, blau, Langstulpe	M	Blau blue	100 Stück / 100 pieces	QM5218101NLC- M	10	6,5
Einmaluntersuchungshandschuh Nitril, blau, Langstulpe	L	Blau blue	100 Stück / 100 pieces	QM5218101NLC-L	10	7
Einmaluntersuchungshandschuh Nitril, blau, Langstulpe	XL	Blau blue	100 Stück / 100 pieces	QM5218101NLC- XL	10	7,5

+ PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN / PHYSICAL PROPERTIES

Größe / Size	Länge in mm / Length in mm	Breite in mm / Width in mm
S	Min 300	85 +/- 5
M	Min 300	95 +/- 5
L	Min 300	105 +/- 5
XL	Min 300	115 +/- 5

Stelle der Dichtemessung / Location of thickness measurement	Einzelwand in mm / Single wall in mm	Einzelwand (mil) / Single wall (mil)
Finger (13 mm unterhalb der Spitze) / Finger (13 mm from tip)	0,15 +/- 0,02mm	6 mil
Handfläche (Mitte der Handfläche) / Palm (Center of the palm)	0,10 +/- 0,02mm	4 mil
Manschette (25mm von der Wulst entfernt) Cuff (25mm from the bead)	0,07 +/- 0,01mm	3 mil

Eigenschaft / <i>Characteristic</i>	Angewandte Norm / <i>Applicable Standard</i>	Anforderung vor Alterung / <i>Standard requirement before aging</i>	Anforderung nach Alterung / <i>Standard requirement after aging</i>	Freigabekriterien / <i>Release criteria</i>
Reißdehnung (N) / <i>Force at break (N)</i>	EN455/2	Min. 6	Min. 6	Übererfüllt / <i>Exceeded</i>
Zugfestigkeit (Mpa) / <i>Tensile strength (MPa)</i>	ASTM D 3619	Min. 14	Min. 14	Übererfüllt / <i>Exceeded</i>
Größtmögliche Dehnung / <i>Ultimate Elongation (%)</i>	ASTM D 3619	Min. 500	Min. 400	Übererfüllt / <i>Exceeded</i>

Lagerbedingungen / *Storage Conditions*

Bei Raumtemperatur lagern und vor Staub, Feuchtigkeit, Sonnenlicht sowie Ozon schützen.

Store at room temperature and protect from dust, humidity, sun light as well as ozone.

Die Lagerfähigkeit des Produktes beläuft sich auf 3 Jahre.

This product has a shelf life of 3 years.

