


TECHNISCHES DATENBLATT

QUANTUS
Black Touch



 **PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**

Handelsname: Quantus Black Touch


Unsterile, puderfreie Einmalschutzhandschuhe aus schwarzem Nitril

Anwendungsgebiete

Ein Einmalschutzhandschuh ist ein Einwegartikel für z.B. kosmetische Zwecke, der auf der Hand und den Fingern des Anwenders getragen wird, um Kontamination an Behandeltem und Behandelndem zu verhindern.

 **PRODUKTINFORMATIONEN**

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Produktkonformität | EN455 (Aktuelle Revision) |
| Material | Carboxyliertes Butadien-Acrylnitril |
| Manschettenabschluss | Perlenstulpe |
| Farbe | Schwarz |
| Typ | Beidhändig |
| Oberflächenbehandlung | Texturierte Finger |



PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| Dimensionen | | |
|-------------|-------------|-------------------------|
| Größe | Länge in mm | Handflächenbreite in mm |
| XS | Min. 240 | 75 +/- 5 |
| S | Min. 240 | 85 +/- 5 |
| M | Min. 240 | 95 +/- 5 |
| L | Min. 240 | 106 +/- 5 |
| XL | Min. 240 | 115 +/- 5 |

| in mm Einzelwanddicke | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| Bereich | Spezifikation | Typischer Wert |
| Stulpe | 0,05– 0,08 | 0,05 |
| Handfläche | 0,06 -0,09 | 0,06 |
| Finger | 0,08 -0,14 | 0,1 |
| Wulst | Min. 0,5 | 0,6 |

Reißfestigkeit (N)

- Ungealtert -> min. 6
- Gealtert -> min. 6

Puderrückstände

- Max. 2,0 mg pro Handschuh

QUALITÄTSSPEZIFIKATIONEN

| Untersuchungskriterium | AQL Probenentnahme |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzniveau gegen Mikrolöcher | <1,5 |
| Dimension | 13 Stück (Mittelwert) |
| Reißfestigkeit | 13 Stück (Mittelwert) |
| Wasserdichteprüfung | G1 - AQL 1.5 |
| Kleine Sichtprüfung | G1 - AQL 2.5 |
| Große Sichtprüfung | G1 - AQL 4.0 |
| Puderrückstände | n = 5 (Mittelwert) |
| Verpackungszustand | n = 5 (AND)* |
| Handschuhzählung | n = 5 (AND*) |

*AND = Accept No Defects

VERPACKUNGSKONFIGURATION UND -KENNZEICHNUNG

Verpackungseinheit

- 100 Handschuhe pro innere Dispenser-Box
- 10 Dispenser-Boxen pro Karton

Kennzeichnungen

Die Dispenser und Transportkartons werden folgendermaßen gekennzeichnet:

- Produktbeschreibung und Marke inkl. Größe und Nettoanzahl der Handschuhe
- Ursprungsland des Produzenten und Firmierung sowie Adresse des EU-Bevollmächtigten
- Symbol für Einwegartikel und unsterile Artikel

Chargennummerierung

- Vorhanden
- Produktions- und Haltbarkeitsdatum